

**Федеральное бюджетное учреждение
Центр реабилитации
Фонда пенсионного и социального
страхования
Российской Федерации
«Топаз»**

ул. Лесхозная, д. 1/3, г. Мыски,
Кемеровская область-Кузбасс, 652840
телефон/факс (38474) 2-39-79
e-mail: topaz-sfr@mail.ru

Руководителю по списку

25.09.2025 № 1238

на _____ от _____

Запрос

на предоставление ценовой информации

Для формирования цены контракта просим направить ценовую информацию (прайс, или счет, или прейскурант, или другой документ с указанием исх. №, даты, подписью и печатью) на поставку реагентов для лаборатории (наименование, характеристика и количество приложения №1 к запросу). Цели и задачи осуществления закупки: для *in vitro* диагностики

Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь 2025г.

Планируемый срок окончания исполнения контракта: 31.12.2025г.

1. Требования к порядку поставки: товар поставляется единовременно в течении 20.11.2025. Доставка Товара, его выгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика на складе по адресу ул. Лесхозная, 1/3, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8:00 до 16:00 часов.

2. Порядок приемки: в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

В течении 3-х рабочих дней с даты поставки товара, Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы <https://zakupki.gov.ru>, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в единой информационной системе <https://zakupki.gov.ru> документ о приемке Товара, который должен содержать информацию, указанную в части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

К документу о приемке в электронной форме Поставщиком могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, в случае несоответствия его наименования, количества, качества и иных характеристик поставляемого Товара требованиям контракта.

В течении 10 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в

соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке.

Поставщик обязуется заменить некачественный Товар, в том числе имеющий скрытые недостатки), Товаром надлежащего качества и (или) восполнить недопоставку. Замена Товара и (или) восполнение недопоставки в указанные сроки не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку за пределами срока.

Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется документом о приемке в электронной форме.

Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Срок приёмки Товара при этом продлевается на срок заключения договора об экспертизе и проведения экспертизы сторонней организацией.

3. Порядок оплаты:

Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара в электронной форме.

При невыполнении Поставщиком обязанности по формированию электронных документов в ЕИС, или их несоответствии сведениям контракта, Заказчик не несёт ответственности за просрочку оплаты. В случае недопоставки или необходимости замены некачественного Товара оплата производится только после полного исполнения обязательств Поставщиком.

Способ определения поставщика: электронный аукцион.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5%.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 1%

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (статьи 450, 523 Гражданского кодекса).

Нарушение Поставщиком контракта считается существенным:

- а) если недостатки Товара не будут устранены Поставщиком и/или недопоставка Товара не будет восполнена в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика;
- б) при нарушении срока поставки Товара, более чем на 20 дней.

Сведения для определения идентичности товара (одинаковые характерные для Товара основные признаки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики, страна происхождения товара)): согласно спецификации (приложение №1 к запросу).

Сведения для определения однородности Товара (сходные характеристики, схожие компоненты Товаров, не являющихся идентичными, что позволяет таким Товарам выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми): согласно спецификации (приложение №1 к запросу).

Срок предоставления ценовой информации: не позднее 28.09.2025.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы Товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе.

В коммерческом предложении необходимо указать срок действия ценового предложения, страну происхождения товара.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Ответ на запрос просим выслать почтовым отправлением по адресу: 652840 Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Лесхозная 1/3 или на e-mail: topaz-sfr@mail.ru.

Приложение:

1. Спецификация на 15-х листах.

Заместитель директора по медицинской части



И.В. Пиляева

наименование товара, работы, услуги	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)	Единиц измерен ия	Количес тво
Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD-PAP, метод Триндера, конечная точка (в лаборатории используются реагенты на основе метода, имеющего определенные нормативы) Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 1 - 27 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,5 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности - показатель экономичности и высокого качества реагентов). АЛФ – наличие (для устранения липемичности сыворотки, присутствие осветляющих компонентов позволяет проводить анализ в образце с высоким содержанием триглицеридов). Фасовка, мл. не менее: 600 (требования к фасовке установлены с учетом загруженности и потребности лаборатории. Фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	5
Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови	Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 250 Метод: оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, кинетический (в лаборатории используются реагенты на основе метода, имеющего определенные нормативы). Линейность в диапазоне, Е/л.: не уже 10 - 500 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, Е/л.: не более 10. (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в	набор	7

	работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности - показатель экономичности и высокого качества реагентов) Стабильность рабочего реагента - стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (более высокая стабильность позволяет минимизировать подготовку к измерению, что оптимизирует и облегчает лабораторный процесс). Фасовка, мл.: не менее 125 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке крови	Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 250 Метод: оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, Кинетический. Линейность в диапазоне, Е/л.: не уже 10 - 500 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, Е/л.: не более 10 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности - показатель экономичности и высокого качества реагентов) Стабильность рабочего реагента - стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (более высокая стабильность позволяет минимизировать подготовку к измерению, что оптимизирует и облегчает лабораторный процесс). Фасовка, мл.: не менее 125 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	7
Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 250 Метод: Кинетический фотометрический тест в соответствии с	набор	7

сыворотке и плазме крови	рекомендациями DGKC, с ДЭА-буфером (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, Е/л.: не уже 40 - 1200. (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, Е/л.: не более 30 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Формат выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе) Фасовка, мл.: не менее 125 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для количественного определения кальция в сыворотке крови и мочи	Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: колориметрический фотометрический метод с использованием арсеназо III по конечной точке (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 0,25 - 6,25 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,15. (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Фасовка, мл.: не менее 100 (Фасовка с меньшим объемом	набор	7

	приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови	Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: фотометрический колориметрический тест с феррозином без депротеинизации, конечная точка (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, мкмоль/л.: не уже: 3,0 - 400 (для установления возможности определения без повторной постановки теста и без предварительного разведения). Чувствительность, мкмоль/л.: не более 2,0 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (для оптимизации лабораторного процесса, исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе) АЛФ для устранения липемичности сыворотки- наличие (присутствие осветляющих компонентов позволяет проводить анализ в образце с высоким содержанием триглицеридов). Фасовка, мл: не менее 100 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам).	набор	7
Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 Метод: Биуретовый, фотометрический тест без сывороточного бланка. Монореагент (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе) Линейность. в диапазоне, г/л.: не уже: 10 - 150 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, г/л.: не более 5 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (для оптимизации лабораторного процесса, исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента).	набор	4

	Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +25°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Фасовка, мл.: не менее 600 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения содержания магния в сыворотке и плазме крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 0,02 - 2,05 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,02 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (для оптимизации лабораторного процесса, исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Калибровка по универсальному мультикалибратору (калибровка по единому калибратору для биохимических параметров является более удобным способом для лаборатории). Фасовка, мл.: не менее 125 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам).	набор	7
Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови, мочи	Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 Метод: Ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест, реакция Триндера, конечная точка, без депротеинизации (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 1 - 30 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,5 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию	набор	4

	реагенты и стандарт (для оптимизации лабораторного процесса, исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Фасовка, мл.: не менее 600 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам) Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, мкмоль/л.: не уже 35,4 - 1350 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, мкмоль/л.: не более 25 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (для оптимизации лабораторного процесса, исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +15°C до +25°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Стабильность рабочего реагента: не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °C. (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе) Фасовка, мл: не менее 500 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам) Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	5
Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 250 Метод: колориметрический фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА) (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, мкмоль/л.: не уже 4 - 510 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без	набор	7

	повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, мкмоль/л: не более 3,0 (один из важных показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Формат выпуска – жидкие, готовые к использованию реагенты (для оптимизации лабораторного процесса и исключения ошибок, связанных с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности - показатель экономичности и высокого качества реагентов). АЛФ - наличие (для устранения липемичности сыворотки). Фасовка, мл.: не менее 125 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам) Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 250 Метод: колориметрический фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА) (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, мкмоль/л.: не уже 2-170 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, мкмоль/л.: не более 1,5 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Формат выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Фасовка, мл.: не менее 125 (меньший объем приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам) Радиочастотная метка в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	7
Набор реагентов для количественного определения содержания мочево́й кислоты в сыворотке крови и моче	Назначение: для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: ферментативный, фотометрический тест с 2,4,6-трибром-3-гидроксибензойной кислотой (ТВНВА), уриказный, конечная точка (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов,	набор	7

	основанных на этом же методе) Линейность в диапазоне, мкмоль/л.: не уже 50 - 2500 (характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, мкмоль/л.: не более 40 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Рабочий реагент стабилен не менее 3 месяцев при температуре от +2°C до +8°. (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе) АЛФ - наличие (для устранения липемичности сыворотки). Фасовка, мл.: не менее 100 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения общей активности α-амилазы в сыворотке крови и моче	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: Ферментативный фотометрический тест (субстрат EPS-G7), кинетический (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, Е/л.: не уже 5 - 2000 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, Е/л.: не более 5.(показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев при температуре от +2°C до +8°C. (более высокая стабильность позволяет минимизировать подготовку к измерению, что оптимизирует и облегчает лабораторный процесс.). АЛФ - наличие (для устранения липемичности сыворотки). Фасовка, мл.: не менее 125 (фасовка с меньшим объемом	набор	7

	приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие: позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения содержания калия в сыворотке и плазме крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 75 Метод: ферментативный фотометрический тест, кинетика (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 2 - 10 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения) Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,6 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, не менее двух калибраторов (высокой и низкой концентрации) (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Фасовка, мл: не менее 100 (Фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). радиочастотной метки в наборе (RFID) - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	6
Набор реагентов для определения содержания натрия в сыворотке и плазме крови	Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 160; Метод: ферментативный фотометрический тест, кинетика (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 110 - 180 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение активности фермента без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 80 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, не менее двух калибраторов (высокой и низкой концентрации). (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента) Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в	набор	6

	течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Фасовка, мл.: не менее 100 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие, (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови	Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка.(для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 1 - 11,4 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л: не более 0,5 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). АЛФ для устранения липемичности сыворотки – наличие (присутствие осветляющих компонентов позволяет проводить анализ в образце с высоким содержанием триглицеридов) Фасовка, мл.: не менее 100 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	7
Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче	Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 Метод: уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 2,0 - 70. (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 1 (показателей,	набор	4

	показывающий какая минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Стабильность рабочего реагента: не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе). АЛФ для устранения липемичности сыворотки – наличие (присутствие осветляющих компонентов позволяет проводить анализ в образце с высоким содержанием триглицеридов). Фасовка, мл.: не менее 500 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче	Назначение: для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче. Характеристики: Метод: фотометрический УФ метод с молибдатом аммония по конечной точке (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 0,25 - 7. (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,2 (показателей, показывающий какая минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C. (возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Стабильность рабочего реагента, месяцев: не менее 4 при температуре от +2°C до +8°C. (меньшая стабильность рабочего реагента приводит к необходимости более частого его приготовления, что не удобно в работе). АЛФ для устранения липемичности сыворотки – наличие (присутствие осветляющих компонентов позволяет проводить анализ в образце с высоким содержанием триглицеридов). Фасовка, мл.: не менее 150 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам). Радиочастотная метка (RFID) в наборе - наличие (позволяет	набор	6

	идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).		
Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови	Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 100 Метод: осаждения фосфовольфрамовой кислотой (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе).. Линейность в диапазоне, ммоль/л.: не уже 0,3 -5 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, ммоль/л.: не более 0,2 (показателей, показывающий какое минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт (стандарт не требует дополнительного разведения). (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до +25°C. (возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Фасовка, мл.: не менее 100 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам).	набор	7
Набор реагентов «DREW 3-РАС» (древ 3)	Назначение: для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови. Характеристики: Количество исследований, штук: не менее 350 Цветовое обозначение - крышки флаконов должны быть снабжены метками различных цветов – белого для разбавителя, голубого для лизирующего и зелёного для промывающего растворов (для идентификации растворов). Размеры винтовых горловин флаконов должны обеспечивать герметичное соединение реагентов с анализатором (для использования набора с анализатором «DREW-3») Значения воспроизводимости (CV%) по основным показателям: WBC < 2,5, RBC < 2, HGB < 1,5, HCT < 2, MCV < 1, PLT < 5. Фоновое значение по тромбоцитам (103 кл/мкл) – не более 10. Состав: не менее 3-х флаконов (изотоническим разбавителем, промывающим раствором, лизирующим раствором) (для проведения данного количества исследований)	набор	6
Контрольная сыворотка	Характеристики: Параметры исследования: определение не менее 42 параметров (Лизофиллизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля (в том числе α-Амилаза (EPS-G7 метод) Панкреатическая амилаза (EPS-G7 метод), Холинэстераза, ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП (иммуноингибирование), ЛПНП (прямой селективный), Лактат, Липаза, Магний, Фосфолипиды, Калий (ферментативный метод), Натрий (ферментативный метод)).	набор	5

	Значения аналитов находятся в патологическом диапазоне. (аттестованные значения показателей - необходимы для контроля правильности и воспроизводимости результатов при проведении их определения. Изготовлен на основе человеческой сыворотки - выполнение тестов будет проводиться в образцах крови человека, потребность лаборатории - контроль максимально приближенный к исследуемому образцу. Значения аналитов - патология (в соответствии с потребностью заказчика к проведению контроля качества, согласно Приказу № 220 контроль качества должен проводиться с использованием контрольных материалов с аттестованными значениями в области нормальных и патологических значений). Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке не менее: 30 дней при -20°C, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°C при хранении в темноте) (высокая стабильность после восстановления позволит использовать контроль в течение более длительного времени). Фасовка мл.: не менее 5 (определяется спецификой выполнения контроля качества).		
Контрольная сыворотка	Назначение: Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля. Параметры исследования: определение не менее 43 параметров (в том числе α-Амилаза (EPS-G7 метод) Панкреатическая амилаза (EPS-G7 метод), Холинэстераза, ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП (иммуноингибирование), ЛПНП (прямой селективный), Лактат, Липаза, Магний, Фосфолипиды, НЖСС, Калий (ферментативный метод), Натрий (ферментативный метод)). Значения аналитов - физиологическая норма (в соответствии с потребностью заказчика к проведению контроля качества, согласно Приказу № 220 контроль качества должен проводиться с использованием контрольных материалов с аттестованными значениями в области нормальных и патологических значений). Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке не менее: 30 дней при -20°C, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°C при хранении в темноте) (высокая стабильность после восстановления позволит использовать контроль в течение более длительного времени). Фасовка мл.: не менее 5 (определяется спецификой выполнения контроля качества).	набор	10
Контрольный материал.	Назначение: гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Уровень: нормальный, высокий, низкий (Нормальный уровень - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки точности и воспроизводимости результатов, высокий и низкий - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки линейности значений). Фасовка не менее 3 флаконов, по не менее 1 флакона каждого уровня - высокий, норма, низкий. Флакон не менее 2,5 мл (данный объем необходим для полного расходования материала в течении срока стабильности с учетом регламента внутреннего контроля качества). Срок стабильности открытого флакона не менее 30 дней (длительная стабильность открытого флакона требуется с учетом	упаковка	2

	количества анализаторов у Заказчика и регламента внутреннего контроля качества). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 3 месяцев (остаточный срок-с учетом максимальных сроков годности контрольной крови на рынке)		
Краситель-фиксатор по Май-Грюнвальду	Назначение: для ручной постановки Характеристика: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 (для окрашивания данного количества образцов).	штук	2
Краситель по Романовскому, набор	Назначение: Для ручной постановки. Характеристика: количество выполняемых тестов, штук: ≥ 1000 (для окрашивания данного количества образцов);	набор	2
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови	Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 200 Метод: Кинетический колориметрический фотометрический тест в соответствии с методикой Зейца Персиджина (для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе). Линейность в диапазоне, Е/л.: не уже 8,0 -350 (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, Е/л. не более 4 (показатель, показывающий какое минимальное значение может быть измерено) Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию реагенты (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности) Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C (более высокая стабильность позволяет минимизировать подготовку к измерению, что оптимизирует и облегчает лабораторный процесс). Фасовка, мл.: не менее 125 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам) Радиочастотная метка (RFID) в наборе – Наличие (позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора).	набор	6
Набор реагентов для количественного определения общего белка в моче и спинномозговой жидкости	Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки . Характеристики: Количество выполняемых тестов, штук: ≥ 500 Метод: Фотометрический колориметрический тест с пирогалловым красным, конечная точка (Для сопоставления результатов в динамике и корректного назначения лечения необходимо использование реагентов, основанных на этом же методе).	набор	5

	Линейность в диапазоне, мг/л.: не уже 50 - 2000. (важная аналитическая характеристика реагента, показывающая в каком диапазоне возможно определение без повторной постановки теста, без предварительного разведения). Чувствительность, мг/л.: не более 30 (показатель, показывающий какая минимальное значение может быть измерено). Форма выпуска: жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарты (два стандарта в наборе для определения микро- и макропротеинурии) (использование жидких реагентов более удобно в работе, оптимизирует лабораторный процесс, исключает ошибки, связанные с разведением, не требует временных затрат по подготовке реагента). Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°C до +8°C (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности). Калибровка по не более чем одной точке (наиболее оптимальный вариант для лаборатории, поскольку исключает перерасход реактивов, как в случае с многоточечной калибровкой). Фасовка, мл.: не менее 300 (фасовка с меньшим объемом приведет к более частой перекалибровке, что является более затратным по времени и средствам).		
Набор реагентов для определения множественные аналиты мочи, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ	Назначение: Для ручной постановки Характеристика (для решения клинических задач) Количество выполняемых тестов, шт: ≥ 100 Метод: Полуколичественный ; Определяемые параметры: Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген. Белок, pH, Кровь, Удельный вес, Кетоны, Билирубин, Глюкоза.	набор	6
Набор реагентов для определения множественные аналиты клинической химии, калибратор	Назначение: для анализаторов открытого типа Объем реагента: ≥ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр Характеристики: Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Прямой билирубин, Общий билирубин, Азот мочевины, Кальций, Холинэстераза, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, КФК, КФК-МВ, Креатинин, Железо, γ-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, α-ГБДГ, β-Гидроксibuтират, Лактат, ЛДГ, Липаза, Магний, Неорганический фосфор, Триглицериды, Общий белок, Мочевая кислота, Мочевина. Стабильность аналитов в растворенном калибраторе: 30 дней при -20°C, за исключением Билирубина (14 дней при -20°C при хранении в темноте) (высокая стабильность реагентов и возможность их использования после вскрытия флаконов в течение всего срока годности).	набор	1

Реагенты необходимы для работы на имеющемся у заказчика оборудовании: биохимический анализатор Clima MC-15 с RFID и мочевого анализатор Билур-600

Качество должно соответствовать п. 6.1. ГОСТ Р 51088-2013, безопасность продукции должна соответствовать п. 7.1. ГОСТ 51088-2013

Упаковка п. 6.3 ГОСТ Р 51088-2013, Маркировка п. 6.2 ГОСТ Р 51088-2013

Регистрационное удостоверение МЗ РФ – наличие

Срок годности: кровь контрольная Para 12 Extend-L, H, N (3*2,5мл) (218755) - не менее 5 месяцев

Остальные реагенты: не менее 8 месяцев.